



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

蝴蝶形背墊VB

蝴蝶形背墊VB

01 器材介紹




1. 蝴蝶形背墊適用於背部需要承托的人士
2. 器材沒有標記的一邊為正面，可以承托背部
3. 背墊是由三個部分組成，環型承托背部
4. 背墊內的充氣小包，可為背部提供穩定的承托，有助分散和減少背部承受的壓力
5. 充氣小包的數量可按需要調節數量，以配合不同人士的需要
6. 背墊的透氣設計有助降溫



防水內層




充氣小包



透氣設計

02 使用方法



1 此背墊可使用於輪椅或坐椅



2 使用前，要先確定背墊的位置是否正確



3 然後把兩條索帶穩固地扣在椅背



4 使用時，背部盡量貼近背墊

03 注意事項



1 請勿把背墊當作坐墊使用，以免背墊變形



2 請勿擺放其他物品於背墊上或作其他用途使用，以免背墊損壞



3 使用前請確保索帶穩固地扣在椅背上

- ◆ 擺放時，正面朝外，另一面朝向椅背
- ◆ 摺疊輪椅前請先將背墊拆除，以免背墊損壞
- ◆ 器材的安裝位置已經由職業治療師評估，使用者切勿自行改動，以免影響操作，如發現器材有問題，請與中心職員聯絡

04 清潔及保養

1 背墊正面可單獨拆除清洗，配合中性清潔劑輕柔手洗，擰乾水份後，待其晾乾



2 其他部份如需進行消毒，可使用消毒酒精擦拭表面



3 存放時，避免擺放於潮濕或長期曝曬的位置

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動蝴蝶形背墊VB，如有疑問，請向中心職員查詢

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

 3153 5252

 3153 5250

 ersc@ageathome.hk

 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片

