



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Gerontechnology Education and Rental Service Centre

特別功能床褥 BA


特別功能床褥 – BA

01 器材介紹



床墊由網狀纖維組成，可提供
穩定的睡姿承托

物料具有高透氣性及緩衝性，有
助分散和減少身體承受的壓力，
預防壓瘡形成或惡化



(長) 195 cm x (闊) 85cm x (高) 7cm

02 使用注意事項

菱格紋



拉鍊

- 床墊套有菱格紋面朝上，另一面朝下
- 請確保床墊套完全覆蓋床墊，並且拉鍊已**完全閉合**

03 注意事項

床墊標籤

- 請勿在床墊上擺放尖銳物品，以免損壞床墊
- 請勿撕掉床墊標籤，以免破壞床墊表層
- 盡量不要將床墊擺放於陽光下直接照射、不平坦或濕滑的地方
- 應定期檢查床褥有否破損或變形，如有發現請向中心職員查詢



04 清潔及保養

- 進行清潔時，請使用已扭乾水的濕布擦拭
- 如需清潔頑固污漬，可使用中性清潔劑擦拭
- 床墊套如需使用洗衣機清洗，建議先放進洗衣袋，以低溫清洗並將其晾乾

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能床褥 BA，如有疑問，請向中心職員查詢

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

📠 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖